


FITTING YOUR MASK



F&P Eson™ 2 NASAL MASK

Use and Care Guide



F&P Eson™ 2

Thank you for choosing
your F&P Eson 2.

This nasal mask has been
designed to make it easier for you
to fit CPAP therapy into your life.
This is your mask Use and Care
Guide. Please read the entire
guide before you first use this
mask. Following the steps in this
guide, and referring to the images
and diagrams, will assist you with
the assembly, fitting and daily use
of your F&P Eson 2 Nasal Mask.


REF 185048332 REV B 2015-II © 2015 Fisher & Paykel Healthcare Limited

Fisher & Paykel
HEALTHCARE

Fisher & Paykel
HEALTHCARE

i

SUOMI 81



KÄYTTÖTARKOITUS

F&P Eson 2 -nenämaski on tarkoitettu sellaisten
henkilöiden käyttöön, joille lääkäri on määritellyt CPAP- tai
kaksoispaineohitoa. F&P Eson 2 -nenämaski on tarkoitettu
yhden aikuispotilaan (≥ 30 kg (66 lb)) käyttöön kotona ja usean
aikuispotilaan käyttöön sairaalassa tai muussa klinikakäytössä,
jossa maski voidaan desinfioida perusteellisesti potilaiden välillä.

KÄYTTÖOHJEET

- Maskin käyttöpainealue on 4–30 cmH₂O.
- Maskin käyttölämpötila on 5–40 °C (41–104 °F).
- Aina ennen käyttöä:
 - Tarkasta, ettei maski ole vaurioitunut tai haurastunut.
Jos huomaat minkäänlaista näkyvää haurastumista
(halkeamia, repeytymistä jne.), älä käytä maskia, vaan
pyydä varaosia terveydenhuollon ammattilaiselta.
 - Tarkasta kulmaliittimen **E** poistovirtausreiät. Varmista,
että ilma virtaa näistä reiistä. Älä käytä, jos ne on tukittu.
 - Varmista, että ilma pääsee vapaasti kulkemaan maskissa
ilman esineitä, jotka voisivat estää hengityksen.

HUOMAA: jos edellä mainittuja käyttöohjeita ei noudateta,
maskin suorituskyky ja turvallisuus saattavat vaarantua.

Rx only

CE 0123

i MASKIN OSAT

Katso maskin kokoamista havainnollistavaa kuvaaa tämän oppaan sisäkannesta.


- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| A Silikonitiiviste | E Kulmaliiitin |
| B Maskin runko | F Kiertoliitin |
| C Pääremmi | G Rungon nivelkuppi |
| D Pääremmin kiinnittimet | H Diffusori |

Huom: Kulmaliiintä **E** ja pääremmin kiinnittimiä **D** ei ole tarkoitus irrottaa kotikäytössä olevasta maskista. Jos ne irtoavat vahingossa, katso kokoaminen teknisten tietojen sivulta.

ii MASKIN SOVITTAMINEN

1. Poista kaikki pakkaukset ennen maskin käyttöä.
2. Pidä pääremmin **C** alahihnat avoimina ja maskin runko **B** alaspäin.
3. Ohjaa pääremmi **C** pääsi yli siten, että silikonitiiviste **A** asettuu otsaasi vasten.
4. Ota käsin kiinni alahihnoista maskin rungon **B** jommaltakummalta puolelta ja vedä ulos- ja alaspäin. Varmista, että silikonitiiviste **A** on asettunut nenäsi päälle ja että sininen ylähihna on otsallasi.
5. Kiristä maskin pääremmin **C** hihnat varovasti. Aloita sinisistä otsahihnoista ja kiristä sen jälkeen alahihnat.

6. Otsahihnojen pitää olla vaakasuorassa otsalla aivan korvien yläpuolella. Tätä varten voi tarvittaessa säättää päälakihihnaa.



Hyödyllisiä sovitusvinkejä:

- Jos maskivuotoja ilmenee, voi olla tarpeen nostaa silikonitiiviste **A** pois kasvoilta ja asetella se uudelleen.
- Varmista, että maskin pääremmin hihnoja ei ole kiinnitetty liian kireälle.
- Otsahihnojen tulee olla vaakasuorassa otsalla aivan korvien yläpuolella.

iii MASKIN PURKAMINEN PUHDISTUSTA VARTEN

1. Irrota pääremmin kiinnittimet **D** maskin rungosta **B**.
2. Liuuta pääremmin **C** otsahihnoja alaspäin maskin rungon yläosasta **B**.
3. Irrota silikonitiiviste **A** maskin rungosta **B**.
4. Irrota kiertoliitin **F** kulmaliiittimestä **E**.
5. Irrota diffusori **H** kulmaliiittimestä **E**.

iv MASKIN PUHDISTAMINEN KOTONA

Pese maski (lukuun ottamatta pääremmiä **C** ja diffusoria **H**) aina käytön jälkeen:

1. Pese maski käsin haalealla saippuavedellä. Liota korkeintaan 10 minuuttia.
2. Huuhdo perusteellisesti puhtaalla vedellä ja varmista, että saippujäämät on huuhdottu pois.
3. Anna osien kuivua auringonvalolta suojauduina ennen kuin kokoat maskin.

Pese pääremmi **C** ja diffusori **H** 7 päivän käytön jälkeen:

1. Pese pääremmi **C** käsin haalealla saippuavedellä. Liota pääremmi korkeintaan 10 minuuttia.
2. Pese diffusori **H** varovasti käsin haalealla saippuavedellä; vältä hankaamasta materiaalia. Liota diffusoria korkeintaan 10 minuuttia.
3. Huuhdo perusteellisesti puhtaalla vedellä ja varmista, että saippujäämät on huuhdottu pois.
4. Anna osien kuivua auringonvalolta suojauduina ennen kuin kokoat maskin.


Puhdistukseen liittyvät varotoimet:

- Maskin puhdistukseen ei saa käyttää tuotteita, jotka sisältävät alkoholia, antibakteerisia aineita, antiseptistä ainetta, valkaisuainetta, kloria tai kosteusvoidetta.
- Maskia ei saa pestä astianpesukoneessa.
- Maskia ei saa säilyttää suorassa auringonvalossa.


Edellä mainitut seikat voivat haurastuttaa tai vaurioittaa maskia ja lyhentää sen käyttöikää. Jos huomaat näkyvää haurastumista, älä käytä maskia, vaan pyydä varaosia.

V**MASKIN KOKOAMINEN**

- Paina silikonitiivistettä **A** maskin runkoon **B** kunnes kuulet sen naksahattavan tiukasti paikalleen.
- Paina kiertoliitin **F** kulmaliittimeen **E**.
- Aseta diffusorit **H** kulmaliittimeen **E**.

1**2 3****Pääremmin kokoaminen**

- Pujota pääremmin kiinnittimet **D** pääremmiin **C**.
- Pujota pääremmin **C** otsahihnat maskin rungossa **B** olevien aukkojen läpi.
- Kiinnitä pääremmin kiinnittimet **D** maskin runkoon **B**.


4 5**6****HAPPI-/PAINELIITÄNTÄ**

Jos halutaan mitata painelukemia ja/tai antaa lisähappea, tarkoitukseen on saatavissa happy-/paineliittäntä (tuotekoodi 900HC452). Ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen.

TEKNISET TIEDOT**F&P ESON 2 -POISTOVIRTAUS**

F&P Eson 2 -nenämäskissä on ainutlaatuinen diffusorijärjestelmä, jonka tehtävänä on hajaannuttaa maskista pois virtaava ilma. Nämä vähennetään vedon syntymistä. Diffusori ei muuta merkitsevästi maskista pois virtaavan ilman määrää, ja siksi maskia voidaan käyttää joko diffusorin kanssa tai ilman sitä.

Paine (cmH ₂ O)	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
Virtaus diffusoria käytäällä (L/min)	19	25	29	34	38	41	45	48	52	55	58	61	63	66
Virtaus ilman diffusoria (L/min)	27	34	39	44	48	52	56	59	62	66	69	71	74	77

**VIRTAUSVASTUS**

Paineen lasku maskin kautta diffusorin kanssa virtauksella 50 L/min: 0.19 ± 0.01 cmH₂O
Paineen lasku maskin kautta diffusorin kanssa virtauksella 100 L/min: 0.80 ± 0.01 cmH₂O
Paineen lasku maskin kautta ilman diffusorijärjestelmää virtauksella 50 L/min: 0.17 ± 0.01 cmH₂O
Paineen lasku maskin kautta ilman diffusorijärjestelmää virtauksella 100 L/min: 0.73 ± 0.01 cmH₂O

MASKIN TYHJÄ TILA

Pieni 69 mL Keskkokoinen: 86 mL Suuri: 98 mL

ÄÄNI

Maskin äänitehoni taso diffusorin kanssa on 21,3 dBA, epävarmuus 2,5 dBA.
Maskin äänepaineen taso diffusorin kanssa on 13,3 dBA, epävarmuus 2,5 dBA.
Maskin äänitehoni taso ilman diffusoria on 31,4 dBA, epävarmuus 2,5 dBA.
Maskin äänepaineen taso ilman diffusoria on 23,4 dBA, epävarmuus 2,5 dBA.

F&P Eson 2 -nenämäskin ja sen lisäosien valmistuksessa ei ole käytetty luonnonkumilateksteja.

PUHDISTUSOHJEET, KUN MASKIA KÄYTETÄÄ USEILLE POTILAILLE**F&P Eson 2 -nenämäski toimitetaan käyttövalmiina.**

Jos maskia käytetään eri potilailla, noudata seuraavassa osoitteessa olevia ohjeita:

www.fphcare.com

Jos sinulla ei ole internet-yhteyttä, ota yhteys Fisher & Paykel Healthcareen edustajaan.

PÄÄREMMI (C JA D)

- Pese pääremmi (C ja D) käsin haalealla saippuavedellä. Anna kuivua auringonvalolta suojeutussa paikassa.

DIFFUSORI (H)

- Diffusori (H) on tarkoitettu yhden potilaan käyttöön. Vaihda potilaiden välillä.

KAIKKI MUUT OSAT

- Puhdistaa käytämällä medistö emäksistä puhdistusainetta valmistajan ohjeiden mukaan, esim. liota 1% Alconox-liuoksessa 10 minuutin ajan, hankaa osia kevyesti liuoksessa pehmeällä metallitomalalla harjilla ja huudoh 5 litrissa juomakelpoista vettä, toista huutelu. Anna kuivua auringonvalolta suojuuttasa paikassa.

4. PERUSTEELLINEN DESINFIOINTI

- Pastöriol
75 °C:ssa 30 minuutin ajan,
80 °C:ssa 10 minuutin ajan tai
90 °C:ssa 1 minuutin ajan.

F&P Eson 2 -nenämäski on hyväksytty kestäväksi 20 steriloointikertaksi, kun käytetään yllä mainittuja ohjeja. Jos maskia ei puhdisteta kunnolla, desinfioinnin vaikutus voi heikentyä. Käytäjä on vastuussa, jos maskia käsitellään muutoin kuin valmistajan suositusten mukaisesti.

LAAJA PURKAMINEN/KOKOAMINEN

Katso tämän oppaan takakannessa olevia kuviia.

1. Kulmaliittimen (E) purkaminen maskin rungosta (B):

- Aseta kulmaliittimen (E) sitten, että se osittaa ylös/päin.
- Paina kulmaliittintä (E) alas/päin, pistä maskin rungosta (B), kunnes kulmaliittin (E) ponnataan sisään.

2. Kulmaliittimen (E) kokoaminen maskin runkoon (B):

- Aseta kulmaliittin (E) sitten, että se osittaa ylös/päin.
- Paina kulmaliittintä (E) kulmassa ja kierrä sitä maskin runkoon (B), kunnes kulmaliittin (E) painautuu sisään.

3. Pääremmin kiinnittimen (D) purkaminen pääremmistä (C):

- Kierrä pääremmin kiinnittimen (D) maskin rungosta (B).
- Paina pääremmin kiinnittimen (D) maskin rungosta (B).
- Irrota pääremmin kiinnittimen (D) maskin rungosta (B).

4. Pääremmin kiinnittimen (D) kiinnittäminen pääremmille (C):

- Kierrä pääremmin kiinnittimen (D) maskin rungosta (B).
- Pujota pääremmin (C) alahihnat pääremmin kiinnittimen (D) läpi siten, että pääremmin (C) hihnoissa olevat joustavat nauhat osittavat poispäin maskin rungosta (B).

VAROITUKSET

Tätä maskia saa käyttää vain lääkärin tai hengityshoitajan suosittelemien hyväksyttyjen CPAP- tai kaksospaineelaitteiden kanssa. Maskia saa käyttää vain, kun CPAP- tai kaksospaineelaitteita on käynnissä ja toimii kunnolla. Maskin poistovirtausreikiä ei saa koskaan tukkia.

- **VAROITUKSEN SYN:** CPAP- ja kaksospaineelaitteet on suunniteltu käytettäviksi sellaisten erikoismaskien kanssa, joissa olevien poistovirtausreikien kautta ilmaa virtaa jatkuvalt ulos maskista.
 - i. Laita käynnissä (maski liitettyyn): Kun CPAP- tai kaksospaineelaitteita on käynnissä ja toimii kunnolla, CPAP- tai kaksospaineelaitteesta tuleva uusi ilma työntää uloshengitysilman pois maskista olevista poistovirtausreikistä.
 - ii. Laita ei käynnissä (maski liitettyyn): Jos CPAP- tai kaksospaineelaitteita ei ole käynnissä, maskin läpi ei virtaa tarpeeksi räikasta ilmaa ja uloshengitytä ilmaa saatetaan hengittää sisään uudelleen. Uloshengitytä ilman uudelleen hengittämisen käuummin kuin muutaman minuutin ajan saatetaan joissakin olosuhteissa johtaa tukehtumiseen.
- Kun CPAP- tai kaksospaineet ovat matalia, poistovirtausreikien läpi kulkeva virtaus ei välttämättä riitä poistamaan uloshengitysilmaa kokonaan letkustosta. Uloshengitytä ilmaa saatetaan hengittää jonkin verran sisään uudelleen.
- Keskeytä käytöä jota yhteyttä terveydenhuoidon ammattilaiseen, jos ilmenee seuraavaa:
 - i. maskin käytöä aiheuttaa epämukavuutta tai ärstyystä
 - ii. allergisiaoireita
 - iii. Älä käytä, jos esintyy oksentelua tai pahoilivointoja.
- Käytöä hapan kanssa: CPAP- tai kaksospaineelaitteesta on katkaistava happivirtaus laitteen ollessa sammuttuvana. CPAP- tai kaksospaineelaitteeseen sisälle kerääntynyt happy saattaa aiheuttaa tulipalovaaran. Tupakointi on kielletty maskia käytettäessä tai sellaisen henkilön läheisyydessä, joka käyttää heappea maskin kanssa.
- Käytä vain F&P Eson 2 -diffusorin varasoria.
- Varmista, että diffusori on täysin kuiva ennen käyttämistä.

VAROTOIMET

Käytä maskia vain sille määrättyyn tarkoitukseen tämän käytöoppaan mukaisesti.

TAKUU

Fisher & Paykel Healthcare takaa, että käytööseen mukaisesti käytetty maski (lukuun ottamatta vaahdotuviopuhelimille ja diffusoreita) on valmistuksen ja materiaalien osalta virheetön ja toimii Fisher & Paykel Healthcareen virallisesti julkistaman tuote-erittelyn mukaisesti 90 vuorokauden ajan siitä päivämäärästä lukien, kun loppukäyttäjä on ostanut tuotteen. Takuuta koskevat rajoitukset ja poikkeukset on luettelo yksityiskohtaisesti osoitteessa www.fphcare.com/sleep-apnea/masks/warranty-mask/

HÄVITTÄMINEN

Maski ei sisällä vaarallisia materiaaleja ja se voidaan hävittää yleisjätteenä.

i MASKENS DELAR

Se maskens diagram på insidan av bruksanvisningens omslag.

- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| A Silkontätnings | E Vinkelrör |
| B Maskens stomme | F Roterbar anslutning |
| C Huvudband | G Fattning på stomme |
| D Klämmor för huvudband | H Filter |

Obs! Vinkelrören **E** och huvudbandets klämmor **D** får inte avlägsnas från masken när den används i hemmet. Om du oavsiktligt avlägsnar dessa, se sidan med teknisk information för hopsättning.

ii INPASSNING AV MASKEN

1. Ta bort allt emballage innan du använder din mask.
2. Håll huvudbandets undre fästband öppet **C** med maskens stomme **B** vänd nedåt.
3. Dra huvudbandet **C** över huvudet så att silkontätningen **A** ligger på din panna.
4. Placer händerna på de undre fästbanden, på vardera sidan av maskens stomme **B**, och dra utåt och nedåt. Se till att silkontätningen **A** ligger över näsan och att det övre blå fästbandet sitter på din panna.
5. Dra försiktigt åt huvudbandets **C** fästband. Börja med de blå pannhuvudbanden och fortsätt sedan med huvudbandets undre fästband.

AVSEDD ANVÄNDNING


F&P Eson 2 näsmask är avsedd för användning av en eller flera patienter som av läkare ordinerats CPAP- eller Bi-Level-behandling. F&P Eson 2 näsmask är avsedd för enpatientsbruk för vuxna (≥ 30 kg (66 lb)) i hemmet och flerpatientsbruk för vuxna på sjukhus eller i annan klinisk miljö där lämplig desinficering av enheten kan utföras mellan olika patienter.

BRUKSANVISNINGAR

- Maskens drifttrycksområde är mellan 4 och 30 cmH₂O.
- Maskens drifttemperaturområde är mellan 5 och 40 °C (41 och 104 °F).
- Före varje användningstillfälle bör du:
 - i. Inspektera masken för skador eller slitage. Om masken är uppennbart sliten (har sprickor, revor eller dylikt) ska den inte användas och slitna delar ska bytas ut hos vårdgivaren.
 - ii. Inspektera utblåsningshålen på vinkelrören **E**. Se till att luft flödar genom hålen och använd det inte om hålen är blockerade.
 - iii. Säkerställ att inga föremål som kan hindra andningen finns i masken luftväg.

OBS! Maskens prestanda och säkerhet kan försämrmas om den inte används enligt anvisningarna.

6. Pannhuvudbanden bör ligga vägrätt på pannan, precis ovanför örön. Vid behov kan hjässbandet justeras för att uppnå detta.



Användbara inpassningstips:

- Om maskläckage uppstår kan du behöva lyfta bort silkontätningen **A** från ansiktet och placera om den.
- Säkerställ att fästbanden på maskens huvudband inte sitter åt för hårt.
- Pannhuvudbanden bör ligga vägrätt på pannan, precis ovanför örön.

iii ISÄRTAGNING FÖR RENGÖRING

1. Ta loss huvudbandets klämmor **D** från maskens stomme **B**.
2. Skjut huvudbandets pannhuvudband **C** nedåt från maskstommens överdel **B**.
3. Avlägsna silikontätningen **A** från maskens stomme **B**.
4. Ta bort den roterbara anslutningsdelen **F** från vinkelrören **E**.
5. Ta bort filtret **H** från vinkelrören **E**.

iv RENGÖRING AV MASKEN HEMMA

Tvätta masken (förutom huvudbandet **C** och filtret **H**) efter varje användning:

1. Handtvätta masken i ljummet tvålsvatten. Blötlägg inte i mer än 10 minuter.
2. Skölj noggrant med rent vatten och se till att alla tvålrester avlägsnas.
3. Låt alla delar torka före hopsättning. Utsätt ej delarna för direkt solljus.

Tvätta huvudbandet **C och filtret **H** efter 7 dagars bruk:**

1. Handtvätta huvudbandet **C** i ljummet tvålsvatten. Blötlägg inte huvudbandet i mer än 10 minuter.
2. Handtvätta filtret försiktigt **H** i ljummet tvålsvatten. Undvik att skrubba materialet. Blötlägg inte filtret i mer än 10 minuter.
3. Skölj noggrant med rent vatten och se till att alla tvålrester avlägsnas.
4. Låt alla delar torka före hopsättning. Utsätt inte delarna för direkt solljus.

Försiktighetsåtgärder vid rengöring:

- Rengör inte masken med produkter som innehåller alkohol, antibakteriella eller antiseptiska medel, blekmedel, klor eller mjukmedel.
- Tvätta inte masken i diskmaskin.
- Förvara inte masken i direkt solljus.

Ovanstående åtgärder kan försämra eller skada masken och förkorta dess livslängd. Om masken är uppenbart slitna ska den inte användas och slitna delar ska bytas.

v HOPSÄTTNING AV MASKEN

1. Tryck fast silikontätningen **A** på maskens stomme **B** tills den klickar fast på plats.
2. Tryck in den roterbara anslutningsdelen **F** i vinkelrören **E**.
3. Placera filtret **H** i vinkelrören **E**.


För att sätta ihop huvudbandet:

4. Träd huvudbandets klämmor **D** tillbaka över huvudbandet **C**.
5. Träd huvudbandets pannhuvudband **C** genom skårorna i maskens stomme **B**.
6. Sätt fast huvudbandets klämmor **D** på maskens stomme **B**.


1



2 3



4 5



6




ANSLUTNING FÖR SYRGAS/TRYCKMÄTNING

För tryckmätning och/eller tillförsel av extra syrgas finns en anslutning för syrgas/tryckmätning (REF 900HC452). Kontakta din vårdgivare.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER**F&P ESON 2 UTBLÄSNINGSFLÖDE**

F&P Eson 2 näsmask har ett unikt filtersystem för att diffundera den luft som drivs ut från masken. Detta minskar luftdraget. Filretet har ingen signifikant påverkan på mängden luft som blåses ut från masken och denna kan därför användas med eller utan filter.

Tryck (cmH ₂ O)	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
Flöde med filter (L/min)	19	25	29	34	38	41	45	48	52	55	58	61	63	66
Flöde utan filter (L/min)	27	34	39	44	48	52	56	59	62	66	69	71	74	77

**FLÖDEMOTSTÅND**

Tryckfall genom masken med filter @ 50 L/min: 0.19 ± 0.01 cmH₂O

Tryckfall genom masken med filter @ 100 L/min: 0.80 ± 0.01 cmH₂O

Tryckfall genom masken utan filtersystem @ 50 L/min: 0.17 ± 0.01 cmH₂O

Tryckfall genom masken utan filtersystem @ 100 L/min: 0.73 ± 0.01 cmH₂O

MASKENS DEAD SPACE

Liten: 69 cc

Medium: 86 cc

Stor: 98 cc

LJUD

Maskens ljudeffektnivå med filter är 2,1 dBA, med osäkerhet 2,5 dBA.

Maskens ljudtrycksnivå med filter är 13,3 dBA, med osäkerhet 2,5 dBA.

Maskens ljudeffektnivå utan filter är 31,4 dBA, med osäkerhet 2,5 dBA.

Maskens ljudtrycksnivå utan filter är 23,4 dBA, med osäkerhet 2,5 dBA.

F&P Eson 2 näsmask med tillbehör är inte tillverkade av naturgummilatex.

VARNINGAR

Masken ska endast användas med godkänd CPAP- eller Bi-Level-apparat som rekommenderas av läkare eller andningsterapeut. Masken ska endast användas med påslagen och korrekt fungerande CPAP- eller Bi-Level-apparat. Utbläsningshålen i masken får aldrig blockeras.

- **FÖRKLARING TILL VARNING:** CPAP- och Bi-Level-apparater är avsedda att användas med speciella masker med utbläsningshål så att luft kontinuerligt kan blåses ut ur masken.
 - i. Apparaten på (med masken ansluten): När CPAP- eller Bi-Level-apparaten är påslagen och fungerar korrekt blåser ny luft från CPAP- eller Bi-Level-apparaten ut utandningsluften genom utbläsningshålen på masken.
 - i. Apparaten av (med masken ansluten): När CPAP- eller Bi-Level-apparaten inte är påslagen tillförs inte tillräckligt med frisk luft via masken och risk finns för att utandningsluften återinandas. Återinandring av utandad luft under mer än några minuter kan under vissa omständigheter leda till kvävning.
 - * Vid lågt CPAP- eller Bi-Level-tryck kan flödet genom utbläsningshålen vara otillräckligt för att blåsa ut all luft som andas ut ur slangsystemet. Det kan ske att viss mängd utandningsluft återinandas.
 - * Sluta använda masken och rådgör med vårdgivaren eller läkaren om något av följande uppkommer:
 - i. Obehag eller irritation
 - ii. Allergisk reaktion
 - * Använd inte masken om du kastar upp eller mår illa.
 - * Vid användning med syrgas: Med CPAP- eller Bi-Level-apparaten måste syrgastillförseln stängas av när apparaten inte används. Syrgas som ansamlas inne i CPAP- eller Bi-Level-apparaten medförför brändrisk. Du bör inte röka eller vara i närheten av någon som röker när masken används med syrgas.
 - * Använd endast reservdelar för F&P Eson 2-filter.
 - * Se till att filtret är helt torrt före användning.

FÖRSIKTIGHET

Använd masken endast för avsett bruk såsom anges i denna bruksanvisning.

GARANTI

Fisher & Paykel Healthcare garanterar att masken (exklusive formikuddar och relevanta filter), vid användning enligt bruksanvisningen, är fri från defekter i utförande eller material och fungerar i enlighet med Fisher & Paykel Healthcares officiella publicerade produktsspecifikationer i 90 dagar från slutanvändarens inköpsdatum. Denna garanti gäller med de begränsningar och undantag som anges i detalj på www.fphcare.com/sleep-apnea/masks/warranty-mask/

KASSERING

Utrustningen innehåller inte farligt material och kan kasseras tillsammans med vanligt avfall.

ANVISNINGAR FÖR RENGÖRING MELLAN PATIENTER**F&P Eson 2 näsmask levereras färdig för patientanvändning.**

Om masken ska återanvändas av en annan patient, se anvisningarna på följande webbplats:

www.fphcare.com

Om du inte har tillgång till Internet ska du kontakta din Fisher & Paykel Healthcare-representant.

HUVUDBAND (C OCH D)

1. Handtvätta huvudbandet (C och D) i ljummet tvålvatten. Lufttorka skyddat mot direkt solljus.

FILTER (H)

2. Filtret (H) är avsett för enpatientsbruk. Byt ut mellan patienter.

ALLA ANDRA DELAR

3. Rengör med ett mild alkaliskt rengöringsmedel enligt tillverkarens anvisningar, blötlägg till exempel i 1% Alconox i 10 minuter, skrubba försiktigt komponenterna i lösningen med en mjuk ide-metallisk borste, skölj i 5 liter kranvattnet, upprepa sköljningen. Låt torra, men inte i direkt solljus.

4. HÖGNIVÄDESINFICERING

Pastörisera vid

75 °C under 30 minuter,

80 °C under 10 minuter eller

90 °C under 1 minut.

AVANCERAD ISÄRTAGNING/HOPSÄTTNING

Se diagrammen i slutet av denna bruksanvisning.

1 För att ta isär vinkelrören (E) och maskens stomme (B):

- * Placer vinkelrören (E) uppåtvänt.
- * Dra vinkelrören (E) nedåt, bort från maskens stomme (B), tills vinkelrören (E) hoppar ut.

2 För att sätta ihop vinkelrören (E) och maskens stomme (B):

- * Placer vinkelrören (E) uppåtvänt.
- * Tryck in vinkelrören (E) vinkelrätt och rotera den mot maskens stomme (B) tills vinkelrören (E) skjuts in.

3 För att ta isär huvudbandets klämmor (D) och huvudbandet (C):

- * Lägg de böjda banden raka mot de undre fastbanden på huvudbandet (C) och dra dem genom öppningen för huvudbandets klämmor.
- * Ta loss huvudbandets klämmor (D) från maskens stomme (B).

4 För att sätta ihop huvudbandets klämmor (D) och huvudbandet (C):

- * Fäst huvudbandets klämmor (D) på maskens stomme (B).
- * Dra de undre fastbanden på huvudbandet (C) genom huvudbandets klämmor (D) med de böjda banden på huvudbandets (C) fastband vända bort från maskens stomme (B).