

CareSens® Dual -verensokeri- ja ketoainemittari



Uudella monipuolisella CareSens Dual -mittarilla voidaan mitata glukoosin lisäksi myös ketoaineet verestä. Mittaaminen CareSens Dual -mittarilla on tehty käyttäjälle helpoksi. Mittausta varten mittariin asetetaan testiliuska, tehdään ihopistos ja laitetaan verinäyte, vain 0,4 mikrolitraa testiliuskalle. Valmis verensokeritulos on luettavissa 5 sekunnissa suurelta valaistulta LCD-näytöltä. Täysin ISO 15197:2013 -standardin mukainen mittausmenetelmä takaa luotettavat ja tarkat mittaustulokset.

Mittarissa on ennen ja jälkeen aterian sekä paasto-merkintätoiminnot ja mittari laskee automaattisesti 1, 7, 14, 30 ja 90 päivän keskiarvotulokset. Aterian jälkeinen hälytystoiminto, kolme aikahälytystä, vanhentuneen liuskan merkintätoiminto, ketoainehälytys sekä henkilökohtaiset ala- ja yläraja-arvot. Muistipaikat 1000 mittaustulokselle. Tulokset luetaan suurelta valaistulta LCD-näytöltä ja liuska voidaan vapauttaa mittarista liuskanpoistajalla.

Langaton Bluetooth Smart 4.0 (BLE) -yhteys älypuhelimien. Lisäksi USB-portin kautta mittari voidaan liittää tietokoneeseen tai älypuhelimien. Suomen- ja ruotsinkielinen SmartLog-ohjelma mittaustulosten käsittelyyn. Tekstiviestitoiminto.

Lisähappi tai sokerit, kuten esimerkiksi maltoosi eivät häiritse mittauksia. Näytemuodot: kapillaari- tai laskimokokoveri. Aloituspakkausissa on mittari, pistolaite ja lansetteja sekä testiliuskoja 10 kpl.

TEKNISET TIEDOT GLUKOOSI:

- Näytemäärä 0,4 µL
- Mittausaika 5 sekuntia
- Mittausalue 1,1-33,3 mmol/l
- Menetelmä GDH-FAD
- Automaattinen koodaus

TEKNISET TIEDOT KETOAINEET:

- Näytemäärä 0,5 µL
- Mittausaika 8 sekuntia
- Mittausalue 0,1-8,0 mmol/l
- Menetelmä β-Ketone

LISÄTIEDOT

- Heikki Hirvasniemi, puh. 020 112 1632
- Anne-Mari Auvinen, puh. 020 112 1791



CareSens™ Dual

TILAUKSET

Mediq Suomi Oy, PL 115, 02201 Espoo, Puhelin 020 112 1510
Faksi 020 112 1511, asiakaspalvelu@mediq.com, www.mediq.fi

