

RENASYS kiinnittyvä geelinauha

RENASYS kiinnittyvä geelinauha on yksinkertainen, joustava ja hellävarainen. Se on suunniteltu hallitsemaan sidoksen vuotoja ja parantamaan sidoksen tiiviyyttä anatomisesti haastavilla kehonosilla. Sitä voidaan käyttää kaikkien RENASYS-sidosten kanssa. Hyvin tarttuva hydrogeelikiinnitys mahdollistaa jopa 72 tunnin käyttöajan vähentäen samalla ihon traumaa sidosvaihdon yhteydessä.

- Auttaa saavuttamaan pitkäaikaisen tiiviyn anatomisesti haastavilla kehonalueilla
- Voidaan käyttää dreenin kiinnitykseen ja pehmentämään mahdollista dreenin aiheuttamaa painetta iholla
- Helppo leikata ja muotoilla
- Vähentää ihon traumaa poistettaessa¹
- Voidaan käyttää kaikkien RENASYS-sidosten kanssa

Huom.: RENASYS kiinnittyvä geelinauha on tarkoitettu käytettäväksi vain ehjällä iholla



RENASYS[◊] kiinnittyvä geelinauha

Helppo leikata ja muotoilla:



Soveltuu käytettäväksi eri alueilla, kuten:



Jalkaterän haavat



Dreenin kiinnitys



Sakraalialueen haavat



Tilautiedot

Tuotenro	Kuvaus	Sidoksen koko	Kpl/pakkaus
66801082	RENASYS kiinnittyvä geelinauha	10 x 7 cm	10

Viite

1. Skelthorne, G, Munro H. Hydrogel adhesives for wound-care applications. Med Device Technology 2002 Nov: 13 (9): 19-23.

For patients. For budgets. For today.◊

Edistynyt Haavanhoito

Smith & Nephew Oy
Äyritie 12 C
01510 Vantaa

www.smith-nephew.com/wound
www.npwt.com
www.renasys.co

yhteydenotto@smith-nephew.com
Puh. 0207 866 300
Fax 0207 866 320

◊Trademark of Smith & Nephew
© Smith & Nephew Juni 2012
35369

