

VERENSOKERIN MOBIILISEURANNAN EDELLÄKÄVIJÄ

CareSens[®] N NFC -verensokerimittari




Mummo 3.9.2018 11:15
11,4 mmol/l

Tarkista sokrut lenkin jälkeen!
- Jani-Petteri

Mummo 3.9.2018 12:37
5,3 mmol/l

👍 - Jani-Petteri



Uusi helppokäyttöinen ja tarkka lähiluettava CareSens N NFC -verensokerimittari on nyt Suomessa! CareSens N NFC -mittari tekee verensokeriseurannasta helppoa. Mittari soveltuu erinomaisesti esimerkiksi tyypin 2 diabeteksen omahoidon tueksi – tieto siirtyy kirjaimellisesti hipaisulla mittarista älypuhelimien SmartLog-mobiilisovellukseen.

CareSens N NFC on jo integroitu kotimaisiin etähoidon ammattilaisjärjestelmiin ja mittari toimii erinomaisesti myös kotihoitokäytössä erityisen helpoksi tehdyn tiedonsiirron ansiosta.

- Verinäyttemäärä ja mittausaika 0.5 µL/5 sekuntia
- Mittausalue 1,1-33,3 mmol/l
- Hematokriitti 15-65 %
- Viimeisin standardinmukaisuus ja mittaustarkkuus EN ISO 15197:2015 (ISO 15197:2013)
- Tuttu, suosittu CareSens N -mittaliuska
- Entsyymi glukosooksidaasi
- Monipuoliset ateriamerkinnät
- Tiedonsiirto NFC-lähikosketuksella
- CareSens N testiliuskat 24 kk käyttöaika valmistuksesta, myös purkin avaamisen jälkeen



NFC on ominaisuus, joka mahdollistaa verensokerin mittaustulosten siirron älypuhelimien, kun mittari asetetaan lähelle Android-älypuhelinia. SmartLog-mobiilisovellus maksutta Google Play-kaupasta. Lue käyttöohjeet ja varmista soveltuvuus ennen käyttöönottoa.

LISÄTIEDOT JA TILAUKSET

Mediq Suomi Oy, PL 115, 02201 Espoo, Puhelin 020 112 1510
Faksi 020 112 1511, asiakaspalvelu@mediq.com, www.mediq.fi

